




1.7 OncoProfile PULMÓN 12

A través de muestras de **tejido tumoral parafinado** (FFPE), y mediante técnicas de secuenciación masiva, nuestro test es capaz de evaluar **12 genes** con probada utilidad clínica en material genético extraído de este tipo de muestra.

Este test permite obtener resultados relativos a la heterogeneidad tumoral y detección de clones resistentes a tratamiento.

Este panel detecta:



Genes		Fusion Genes
<i>ALK</i>	<i>NRAS</i>	<i>ALK</i>
<i>BRAF</i>	<i>PIK3CA</i>	<i>ROS1</i>
<i>EGFR</i>	<i>RET</i>	<i>RET</i>
<i>ERBB2</i>	<i>ROS1</i>	
<i>KRAS</i>	<i>TP53</i>	
<i>MAP2K1</i>		
<i>MET</i>		

- 12 genes
- Librería única a partir de ADN y ARN
- 58 amplicons
- >169 hotspots e Indels